



The NEW Micro⁺™

Helping people to stop smoking, one breath at a time.



CE 0086



En CO-mätare för alla behov

Gratis COdata⁺™ mjukvara

Utmärkt hjälpmedel för rökavvänjning via:

- Rökavvänjningskliniker
- Vårdcentraler
- Skolor
- Apotek
- Husläkare
- Barnmorskor
- Forskare



Automatisk %FCOHB-konvertering



För avläsning av CO i omgivningen



Skapa och spara patientuppgifter

Funktioner och fördelar

- Helt nytt användarvänligt gränssnitt
- Skapa och lagra patientuppgifter
- SteriTouch®-teknik för att döda skadliga bakterier
- Stor touchskärm
- Automatisk konvertering till %FCOHb
- Använder det välbekanta trafikljussystemet: grönt, gult och rött
- Avläsning av CO i omgivningen

Tekniska specifikationer

| | |
|-----------------------------------|--|
| Mätområde (CO) | 0-500ppm |
| Display | Touchskärm i färg |
| Detektionstyp | Elektrokemisk sensor |
| Repeterbarhet | <3% difference on consecutive readings |
| H ₂ Cross Interference | <5% |
| Strömkälla | 3 x AA (LR6 eller liknande batterier) 1 x CR2032 knappcellsbatteri litium |
| T90 Svarstid | ≤17 sekunder |
| Driftstemperatur | 10-40°C |
| Drift/Transport/Förvaringstryck | 800-1200mbar |
| Luftfuktighet | 10-90% icke-kondenserande |
| Sensors livstid | 5 år – 5 års garanti |
| Sensors känslighet | 1ppm |
| Sensors drift | <10% per år |
| Storlek | Ca: 34 x 75 x 140 mm |
| Vikt | Ca: 200g (inklusive batterier) |
| Konstruktion | Hölje: Polykarbonat/ABS-blandning SteriTouch antimikrobiell tillsats D-Piece: Polypropen |



British Technology

Bedfont Scientific Ltd

Station Road, Harrietsham, Maidstone
Kent, ME17 1JA, England
Tel: +44 (0)1622 851122, Fax: +44 (0)1622 854860
Email: ask@bedfont.com
www.bedfont.com

© Bedfont Scientific Limited 2015

Issue 4- November 2015, Part No: MKT375_SE
Bedfont Scientific Limited reserve the right to change or update this literature without prior notice.
Registered in: England and Wales. Registered No: 1289798

